

**Supporto per bottiglie in silicone****Duran**

Supporto per bottiglie in Silicone. Il nuovo portabottiglie in silicone contribuisce a stabilizzare le bottiglie durante le attività di laboratorio, quali l'erogazione di liquidi con distributori montati su Bottiglia o tappi di connessione, pipettaggio o filtrazione. La Bottiglia è trattenuta saldamente sul supporto da otto costole flessibili, che lo rendono adatto per l'uso con tutte le bottiglie rotonde e quadrate che hanno un diametro / lunghezza margine da 75 a 120 mm circa. Inoltre, il supporto può essere utilizzato per tenere anche altra vetreria da laboratorio, quali bicchieri alti e bassi o matracci per filtrazione. Vantaggi del prodotto: - Può essere utilizzato con una vasta gamma di bottiglie e vetreria DURAN® - Aumenta la stabilità quando si lavora con bottiglie e sistemi di bottiglie - Aiuta a rendere il lavoro in laboratorio più sicuro e più conveniente - Autoclavabile - Realizzato in silicone resistente agli agenti chimici





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

