

**Controllore del vuoto CVC 3000 detect****Vacuubrand**

Controllore del vuoto CVC 3000 detect. Il controllore di vuoto compatto CVC 3000 detect completo di valvola integrale di vuoto e sensore è pronto all'uso sia come unità da banco che montata su supporto. Il CVC 3000 detect è un regolatore di vuoto compatto a due stadi, con integrato sensore di vuoto ceramico e valvola di ventilazione. La funzione detect fornisce l'abilità di trovare automaticamente la pressione di ebollizione e quindi facilitare fortemente il lavoro di evaporazione del solvente. Con valvola integrata di non- ritorno e valvola di vuoto chimico, esso forma un'unità di regolazione del vuoto altamente compatta e semplice da installare. Utilizzato insieme a pompe per vuoto esistenti o reti di lavoro, l'efficienza del processo si incrementa notevolmente tramite il controllo del vuoto detect, aumenta il recupero di solvente e l'ambiente è maggiormente protetto. Il CVC 3000 detect programmabile è disponibile sia per funzionamento da banco che per montaggio su stativo. Fornito con: Controllore del Vuoto CVC 3000 detect con valvola del vuoto, valvola di ventilazione, valvola di contropressione, alimentatore e supporto da banco o montaggio su stativo.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

