

**Contenitori isolati Magic Touch 2****Bel-Art Products**

Contenitori isolati Magic Touch 2™. Proprietà isolanti superiori combinate con elevata resistenza chimica rendono Magic Touch 2™ il portaghiaccio da laboratorio e i relativi contenitori compatibili non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a temperatura ultra-bassa come ghiaccio secco, miscele ghiaccio e sale, miscele di solventi e ghiaccio secco o azoto liquido. La loro finitura antiscivolo leggermente strutturata e il bordo rialzato forniscono un trasporto sicuro e un look elegante.

I portaghiaccio in uretano espanso sono:

- Leggeri
- Duraturi
- Non traspiranti
- Impermeabili all'umidità e agli odori
- In grado di resistere ad un ampio range di temperatura (da -196°C a 100°C)
- Forniti con un comodo beccuccio, cerchi a prova di gocciolamento e linea di riempimento, con perfetto coperchio a chiusura
- Facili e sicuri da impilare grazie alla forma del coperchio e della base



Code	Description	Packaging
LLG09010632	Contentitori isolanti Mini Icepan Magic Touch 2, 1 L, colore blu	1 pz
LLG09010633	Contentitori isolanti Mini Icepan Magic Touch 2, 1 L, colore rosso	1 pz
LLG09010634	Contentitori isolanti Icepan Magic Touch 2, 2,5 L, colore blu	1 pz
LLG09010635	Contentitori isolanti Icepan Magic Touch 2, 2,5 L, colore rosso	1 pz
LLG09010636	Contentitori isolanti Icepan Magic Touch 2, 4 L, colore blu	1 pz
LLG09010637	Contentitori isolanti Icepan Magic Touch 2, 4 L, colore rosso	1 pz
LLG09010638	Contentitori isolanti Midi Icepan Magic Touch 2, 4 L, colore blu	1 pz
LLG09010639	Contentitori isolanti Midi Icepan Magic Touch 2, 4 L, colore rosso	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

