

**Sessole, PE-HD****VITLAB**

Sessole, PE-HD. Colore naturale. Forma interna conica con bordo di riempimento affusolato. Adatte per il contatto con alimenti secondo la Direttiva EC No. 10/2011.



| Code        | Description                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| LLG07008959 | Sessole, cap. 15 ml, lungh. 115 mm   | 1 pz      |
| LLG07008960 | Sessole, cap. 25 ml, lungh. 135 mm   | 1 pz      |
| LLG07008961 | Sessole, cap. 65 ml, lungh. 185 mm   | 1 pz      |
| LLG07008962 | Sessole, cap. 110 ml, lungh. 215 mm  | 1 pz      |
| LLG09201025 | Sessole, cap. 150 ml, lungh. 250 mm  | 1 pz      |
| LLG09201030 | Sessole, cap. 350 ml, lungh. 310 mm  | 1 pz      |
| LLG09201035 | Sessole, cap. 750 ml, lungh. 350 mm  | 1 pz      |
| LLG09201040 | Sessole, cap. 1250 ml, lungh. 400 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

