

**Sessole, PE-HD****VITLAB**

Sessole, PE-HD. Colore naturale. Forma interna conica con bordo di riempimento affusolato. Adatte per il contatto con alimenti secondo la Direttiva EC No. 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG07008959	Sessole, cap. 15 ml, lungh. 115 mm	1 pz
LLG07008960	Sessole, cap. 25 ml, lungh. 135 mm	1 pz
LLG07008961	Sessole, cap. 65 ml, lungh. 185 mm	1 pz
LLG07008962	Sessole, cap. 110 ml, lungh. 215 mm	1 pz
LLG09201025	Sessole, cap. 150 ml, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09201030	Sessole, cap. 350 ml, lungh. 310 mm	1 pz
LLG09201035	Sessole, cap. 750 ml, lungh. 350 mm	1 pz
LLG09201040	Sessole, cap. 1250 ml, lungh. 400 mm	1 pz