

**Bicchiere angolato per campioni, PP**

Windaus-Labortechnik

Beaker angolato per campioni, PP, intercambiabile. Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni.

Usò generale grazie a:

- veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo
- semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla
- aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva
- fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni
- quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da

1,5 a 6,0 metri

**Ordinare le aste telescopiche separatamente.**

La costruzione del supporto del beaker (banda di tensione in acciaio inossidabile) consente di ruotare il beaker per modificare la direzione di scorrimento così come la regolazione della struttura dell'angolo di scatto (da 0 a 180°).



Code	Description	Packaging
LLG07621456	Beaker angolato per campioni, Capacità 1 L, Materiale PP	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

