


**Puntali con filtro, a bassa ritenzione, in PP****LLG Labware**

Puntali con filtro, a bassa ritenzione di liquidi. Disponibili in scatole facili da aprire. Rack con codice colore. Compatibili con tutte le più comuni marche di pipette.

- Chiarezza ottica e adattamento alla pipetta migliorati
- Rack con codifica colore per una facile identificazione
- Graduati
- Sterili
- Privi di DNasi e RNasi



Code	Description	Packaging
LLG04668784	Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore trasparente, Capacità 0,1 ... 10 µl, confezione 10 x 96, forma standard	960 pz
LLG04668785	Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, Capacità 0,1 ... 10 µl, Contenuto confezione 10 x 96, forma XL	960 pz
LLG04668786	Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1 ... 20 µl	960 pz
LLG04668787	Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1-100 µl	10x96 pz
LLG04668788	Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1-200 µl	10 x 96 pz
LLG04668789	Puntali LLG Labware, 100 ... 1000 µl	8 x 96



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

