

**Nastri per etichettatura****LLG Labware**

Nastri per etichettatura. Per etichettatura e codifica colore dei contenitori e degli utensili da laboratorio. Forte e durevole. Resistente all'acqua. Può resistere a temperature che vanno da -23 °C a +121 °C. I nastri sono facili da scrivere e non lasciano residui quando vengono rimossi. Rotoli da 12,7 m.



Code	Description	Packaging
LLG04663408	LLG-Adhesive Label Tape, assorted	24 pz
LLG04663416	Nastro adesivo per etichettatura, largh. 19 mm x lungh. 12.7 m, colori assortiti: 2 x blu, 2 x verde, 2 x arancione, 2 x rosso, 4 x bianco, 2 x giallo, 2 x rosa	16 pz
LLG04663424	Nastro adesivo per etichettatura, largh. 25.4 mm x lungh. 12.7 m, colori assortiti: 1 x blu, 2 x verde, 1 x arancione, 2 x rosso, 2 x bianco, 2 x giallo, 2 x rosa	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

