



**Sessole, Alluminio**

**Wilhelm Schröder**

Sessole, in alluminio.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09201113 | Sessole, in alluminio, 42 ml, lungh. totale 135 mm, lungh. sessole 80 mm    | 1 pz      |
| LLG09201118 | Sessole, in alluminio, 105 ml, lungh. totale 185 mm, lungh. sessole 113 mm  | 1 pz      |
| LLG09201121 | Sessole, in alluminio, 140 ml, lungh. totale 210 mm, lungh. sessole 120 mm  | 1 pz      |
| LLG09201125 | Sessole, in alluminio, 260 ml, lungh. totale 250 mm, lungh. sessole 145 mm  | 1 pz      |
| LLG09201126 | Sessole, in alluminio, 340 ml, lungh. totale 265 mm, lungh. sessole 155 mm  | 1 pz      |
| LLG09201131 | Sessole, in alluminio, 555 ml, lungh. totale 310 mm, lungh. sessole 185 mm  | 1 pz      |
| LLG09201135 | Sessole, in alluminio, 675 ml, lungh. totale 350 mm, lungh. sessole 220 mm  | 1 pz      |
| LLG09201140 | Sessole, in alluminio, 1510 ml, lungh. totale 400 mm, lungh. sessole 270 mm | 1 pz      |
| LLG09201143 | Sessole, in alluminio, 3000 ml, lungh. totale 430 mm, lungh. sessole 300 mm | 1 pz      |

