



Sessole, Alluminio

Wilhelm Schröder

Sessole, in alluminio.



Code	Description	Packaging
LLG09201113	Sessole, in alluminio, 42 ml, lungh. totale 135 mm, lungh. sessole 80 mm	1 pz
LLG09201118	Sessole, in alluminio, 105 ml, lungh. totale 185 mm, lungh. sessole 113 mm	1 pz
LLG09201121	Sessole, in alluminio, 140 ml, lungh. totale 210 mm, lungh. sessole 120 mm	1 pz
LLG09201125	Sessole, in alluminio, 260 ml, lungh. totale 250 mm, lungh. sessole 145 mm	1 pz
LLG09201126	Sessole, in alluminio, 340 ml, lungh. totale 265 mm, lungh. sessole 155 mm	1 pz
LLG09201131	Sessole, in alluminio, 555 ml, lungh. totale 310 mm, lungh. sessole 185 mm	1 pz
LLG09201135	Sessole, in alluminio, 675 ml, lungh. totale 350 mm, lungh. sessole 220 mm	1 pz
LLG09201140	Sessole, in alluminio, 1510 ml, lungh. totale 400 mm, lungh. sessole 270 mm	1 pz
LLG09201143	Sessole, in alluminio, 3000 ml, lungh. totale 430 mm, lungh. sessole 300 mm	1 pz

