

**Tappi b.safe, GL45, PPS****Bohlender**

Tappo a vite per filettatura GL 45 in PPS, corpo distributore orientabile liberamente in PTFE con filettature femmina UNF ¼" 28 G per il collegamento di tubi capillari (O. D. 3.2 mm) o una valvola dell'aria b.safe.

La fornitura include:

Tappo A: 2 x collegamenti, 1 x raccordo (PFA), 1 x valvola dell'aria

Tappo B: 3 x collegamenti, 2 x raccordi (PFA), 1 x raccordo cieco (PFA), 1 x valvola dell'aria

Tappo C: 4 connessioni, 3 raccordi (PFA), 2 raccordi ciechi (PFA), 1 valvola dell'aria



Code	Description	Packaging
LLG06313834	Tappi b.safe, GL45, PPS, Tipo A , Filettatura GL 45	1 pz
LLG06313835	Tappi b.safe, GL45, PPS, Tipo B , Filettatura GL 45	1 pz
LLG06313836	Tappi b.safe, GL45, PPS, Tipo C , Filettatura GL 45	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

