



Matraci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in PE, rivestiti

**ISOLAB**

Matraci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in PE, rivestiti con uno speciale rivestimento formulato che tiene insieme le parti rotte in caso di rottura. Il rivestimento trasparente può resistere fino a 135 ° C per un tempo massimo di 30 minuti. I matraci rivestiti non devono essere direttamente esposti a fiamme libere.

- Conformità certificata, con certificato di lotto
- DIN EN ISO 1042
- Calibrati a contenere(IN)



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04678019 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 5ml, giunto NS10/19   | 2 pz      |
| LLG04678020 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 10ml, giunto NS10/19  | 2 pz      |
| LLG04678021 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 20ml, giunto NS10/19  | 2 pz      |
| LLG04678022 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 25ml, giunto NS10/19  | 2 pz      |
| LLG04678023 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 25ml, giunto NS12/21  | 2 pz      |
| LLG04678024 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 50ml, giunto NS12/21  | 2 pz      |
| LLG04678025 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 50ml, giunto NS14/23  | 2 pz      |
| LLG04678026 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 100ml, giunto NS12/21 | 2 pz      |
| LLG04678027 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 100ml, giunto NS14/23 | 2 pz      |
| LLG04678028 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 150ml, giunto NS14/23 | 2 pz      |
| LLG04678029 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 200ml, giunto NS14/23 | 2 pz      |
| LLG04678030 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 250ml, giunto NS14/23 | 2 pz      |
| LLG04678031 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 300ml, giunto NS14/23 | 2 pz      |
| LLG04678032 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 400ml, giunto NS19/26 | 2 pz      |
| LLG04678033 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 500ml, giunto NS19/26 | 2 pz      |
| LLG04678034 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 1 L, giunto NS24/29   | 2 pz      |
| LLG04678035 | Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 2 L, giunto NS29/32   | 2 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

