

**Pipette graduate, vetro soda, classe AS, tipo 3****LLG Labware**

Pipette graduate, vetro soda, classe AS, tipo 3.

- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Conformità certificata
- Con identificazione datata del lotto
- Calibrate per scolamento (EX)
- Anello di marcatura e graduazioni in smalto blu permanente



Code	Description	Packaging
LLG06272200	Pipette graduate, AS, tipo 3, 1ml, grad. 0.01ml, toll. 0.007 ±ml, L. 360mm	10 pz
LLG06272201	Pipette graduate, AS, tipo 3, 2ml, grad. 0.02ml, toll. 0.01 ±ml, L. 360mm	10 pz
LLG06272202	Pipette graduate, AS, tipo 3, 5ml, grad. 0.05ml, toll. 0.03 ±ml, L. 360mm	10 pz
LLG06272203	Pipette graduate, AS, tipo 3, 10ml, grad. 0.1ml, toll. 0.05 ±ml, L. 360mm	10 pz
LLG06272204	Pipette graduate, AS, tipo 3, 20ml, grad. 0.1ml, toll. 0.1 ±ml, L. 450mm	10 pz
LLG06272205	Pipette graduate, AS, tipo 3, 25ml, grad. 0.1ml, toll. 0.1 ±ml, L. 450mm	10 pz
LLG06272206	Pipette graduate, AS, tipo 3, 50ml, grad. 0.1ml, toll. 0.2 ±ml, L. 720mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

