

**Fiala lavaggio occhi QuickRinse****B-SAFETY**

Fiala lavaggio occhi QuickRinse. Fiala lavaocchi sterile da 20 ml per risciacquare polvere e sporizia. Contiene una soluzione di sodio cloruro allo 0.9%, identica al naturale contenuto salino degli occhi. Per ricaricare la cassetta QuickSafe Box e per applicazione individuale.



Code	Description	Packaging
LLG09733826	Fiala lavaggio occhi QuickRinse, 5x20 mL, sterile, NaCl 0,9%, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 CONF. O MULTIPLI DI 4 CONF.	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

