


**Tubo in gomma****Deutsch & Neumann**

Tubo in gomma. Gomma naturale (NR). Colore rosso, per aria e liquidi non aggressivi.

- Durezza Shore 45 A;
- Resistenza alla temperatura -30 ... 60 °C.

Confezione standard in rotolo da 25 metri. Venduto al metro. Lunghezza massima fornibile: 25 metri.



Code	Description	Packaging
LLG06054526	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 15 mm, spessore pareti 3.0 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205157	Tubo flessibile in gomma rossa,, Ø int. 2 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205158	Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 3 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205159	Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 3 mm, spessore 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205160	Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 4 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 m
LLG09205166	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 4 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205170	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 5 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 m
LLG09205171	Tubo flessibile, in gomma rossa, Øint. 5 mm, spessore 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205173	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 6 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 m
LLG09205174	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 6 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205179	Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 7 mm, spessore 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205180	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 7 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205184	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 8 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205187	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 9 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205192	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 10 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205195	Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 12 mm, spessore pareti 2,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz
LLG09205200	Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 18 mm, spessore 3,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

