


**Tubo in gomma****Deutsch & Neumann**

Tubo in gomma. Gomma naturale (NR). Colore rosso, per aria e liquidi non aggressivi.

- Durezza Shore 45 A;
- Resistenza alla temperatura -30 ... 60 °C.

**Confezione standard in rotolo da 25 metri. Venduto al metro. Lunghezza massima fornibile: 25 metri.**



| Code        | Description                                                                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06054526 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 15 mm, spessore pareti 3.0 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205157 | Tubo flessibile in gomma rossa,, Ø int. 2 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m        | 1 pz      |
| LLG09205158 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 3 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m        | 1 pz      |
| LLG09205159 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 3 mm, spessore 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m        | 1 pz      |
| LLG09205160 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 4 mm, spessore 1,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m        | 1 m       |
| LLG09205166 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 4 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205170 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 5 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 m       |
| LLG09205171 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Øint. 5 mm, spessore 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m         | 1 pz      |
| LLG09205173 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 6 mm, spessore pareti 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 m       |
| LLG09205174 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 6 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205179 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 7 mm, spessore 1,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m        | 1 pz      |
| LLG09205180 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 7 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205184 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 8 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205187 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 9 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m  | 1 pz      |
| LLG09205192 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 10 mm, spessore pareti 2,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m | 1 pz      |
| LLG09205195 | Tubo flessibile in gomma rossa, Ø int. 12 mm, spessore pareti 2,50 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m | 1 pz      |
| LLG09205200 | Tubo flessibile, in gomma rossa, Ø int. 18 mm, spessore 3,00 mm, venduto al metro, max. lunghezza fornibile 25 m       | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

