

**Scatole pieghevoli mini, PP, impilabili****Surplus Systems**

Scatole pieghevoli mini, PP, impilabili. Un meccanismo di chiusura semplice e resistente consente un utilizzo facile e sicuro. Volume di 4 litri, peso di 180 g, carico di 2,5 kg. Lavabili in lavastoviglie, adatte per alimenti. Autoclavabili a 120 °C, duratura stabilità alla temperatura da -40 °C a +90 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09301480	Scatola ripiegabile MINI, colore nero	1 pz
LLG09301481	Scatola ripiegabile MINI, colore bianco	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

