



pH metro SevenCompact# S210

Mettler Toledo

pH metro SevenCompact™ S210. Il pH metro SevenCompact™ S210 è la scelta perfetta per un ampio range di applicazioni. Misura e calibrazione molto semplici: viene richiesto solo la pressione di un tasto - misure rapide ed accurate - menù guida in 12 lingue - display a colori chiaro e ben organizzato - molte opzioni periferiche - conforme GLP.

Fornito con:

S210-Basic: strumento, supporto per elettrodo, copertina protettiva, istruzioni operative, guida rapida, dichiarazione di conformità e certificato di test.

S210-Kit: come S210-Basic e in più con InLab® Expert Pro-ISM, guida alla misura del pH e 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00.

S210-Bio: come S210-Kit ma con InLab® Routine Pro-ISM kit cavo al posto di InLab® Expert Pro-ISM.

S210-U: come S210-Kit ma con InLab® Versatile Pro-ISM al posto di InLab® Expert Pro-ISM.

Caratteristiche:

- Range pH: da -2.000 a 20.000
- Accuratezza relativa pH: ± 0.002
- Risoluzione pH definibile-Utilizzatore: 0.001 / 0.01 / 0.1
- Range mV: da -2000.0 a 2000.0
- Accuratezza mV-relativi: ± 0.2
- Risoluzione pmV definibile-Utilizzatore: 0.1 / 1
- Range Temperatura MTC: da -30.0 a 130.0°C
- ATC: da -5.0 a 130.0°C
- Accuratezza temperatura: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Display: 4.3", TFT colori
- Alimentatore esterno: 9-12V/10W
- Classe di protezione: IP54





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

