

**Scatole pieghevoli midi, PP, impilabili****Surplus Systems**

Scatole pieghevoli midi, PP, impilabili. Un meccanismo di chiusura semplice e resistente consente una maneggevolezza facile e sicura. Volume 14,5 litri, peso 300g, carico 8kg. Lavabile in lavastoviglie, adatta per alimenti. Autoclavabile a 120 °C, duratura stabilità a temperature da -40 °C a 90 °C. La scatola pieghevole mini si adatta perfettamente due volte nella scatola Midi.



Code	Description	Packaging
LLG09301485	Scatola ripiegabile MIDI, colore nero	1 pz
LLG09301486	Scatola ripiegabile MIDI, colore bianco	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

