




Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® è il metodo per la determinazione di concentrazioni di agenti contaminanti nel suolo, in acqua e nell'aria. Si possono misurare più di 500 sostanze in diversi range di concentrazione. Il principio di funzionamento Dräger-Tubi® è collaudato da molti anni. Viene aspirato un volume d'aria e fatto passare attraverso una fialetta. Per fare ciò si utilizza la pompa di prelievo gas manuale Accuro®. Il gas da rilevare, a contatto con il sistema chimico di reazione contenuto nella fialetta, reagisce dando una particolare colorazione. Il livello della concentrazione della sostanza viene indicato dall'intensità di colore e può essere determinato direttamente su una scala di riferimento stampata sulla fiala. Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® ha misure precise, è economico e di utilizzo estremamente semplice. Sono disponibili a richiesta, oltre 250 fialette, per diverse sostanze e range di misura. Sono disponibili anche altri dispositivi di campionamento, provette di diffusione per misure a lungo termine, così come sistemi di campionamento con carbone attivo, collettori ORSA e provette per termodesorbimento TDS.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06056774 | Provette Dräger-Tubes, Ammoniaca 0.25/a fiale, 0,25-3 ppm | 10 pz |
| LLG06089926 | Provette Dräger-Tubes®, perossido di idrogeno 0,1/a pac | 10 pz |
| LLG06206032 | Provette Dräger-Tubes®, Tipo Fluoruro di idrogeno 0,5/a, Range di misura 0,5 - 15 ppm / 10 - 90 ppm | 10 pz |
| LLG06287566 | Provette Dräger-Tubes, n-Butanolo 10/a, 10-250 ppm, 250-2000 ppm | 10 pz |
| LLG06900409 | Rilevatore di gas, tipo acido acetico 5/a, range 5-20 ppm | 10 pz |
| LLG09620404 | Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 2/a, range 2-30 ppm | 10 pz |
| LLG09620405 | Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 5/a, range 5-700 ppm | 10 pz |
| LLG09620407 | Rilevatore di gas, tipo cloro 0,2/a, range 0,2-3 ppm | 10 pz |
| LLG09620410 | Pompa prelievo gas ACCURO | 1 pz |
| LLG09620411 | Pompa prelievo gas ACCURO SET (incl. sacchetto e E-Set) | 1 pz |
| LLG09620421 | Rilevatore di gas, tipo acetone 100/b, range 100-12000 ppm | 10 pz |
| LLG09620424 | Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 5/b, range 5-100 ppm | 10 pz |
| LLG09620426 | Rilevatore di gas, tipo Idrocarburi di benzina 10/a, range 10-300 ppm | 10 pz |
| LLG09620429 | Rilevatore di gas, tipo formaldeide 0,2/a, range 0,2-5 ppm | 10 pz |
| LLG09620436 | Rilevatore di gas, tipo percloroetilene 2/a, range 2-300 ppm | 10 pz |
| LLG09620449 | Rilevatore di gas, tipo acido 0,5/a, range 0.5-100 ppm | 10 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

