

**Centrifuga Gerber Universale****Gerber Instruments**

Centrifuga Gerber universale. Centrifuga multiuso per uso quotidiano in laboratorio.

3 programmi preimpostati per:

- Butirrometri Gerber (350 x g)
- Indice di solubilità latte in polvere (164 x g)
- Provette di estrazione Roesse-Gottlieb / Mojonier (80 xg)

1 velocità variabile (da 200 a 1300 rpm) disponibile a richiesta.

Controllo a microprocessore con visualizzazione LCD per velocità, tempo di corsa, temperatura e messaggi d'errore.

Freno automatico, blocco coperchio e rilevatore di sbilanciamento.

Temperatura controllata termostaticamente.

Alloggiamento in acciaio (L x P x H) 640 x 640 x 450 mm.

Alimentazione 230VAC 50/60 Hz.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06254782	Centrifuga Gerber Universal senza riscaldamento, con rotore 12 posizioni, senza inserti per provette (da ordinare a parte)	1 pz
LLG06264744	Centrifuga Gerber Universal senza riscaldamento, con rotore speciale completo di 36 supporti	1 pz
LLG06264745	Centrifuga Gerber Universal con riscaldamento (65°C) e rotore speciale completo di 36 supporti	1 pz
LLG09112595	Centrifuga Universale Gerber con riscaldamento e con rotore universale a 12 posizioni, senza inserti per provette (da ordinare a parte)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

