

**Puntali per pipette, HDPE****Ratiolab**

Puntali per pipette, HDPE. Puntali per pipette con filtri speciali, per evitare realmente che la punta del pipettatore sia contaminata da aerosol e liquidi che possono penetrare nello strumento. - sterili - certificati come liberi da RNase e DNase - puntali e filtri aerosol fabbricati in PE-HD ultra-idrofobico - ritenzioni ridotte al minimo grazie allo speciale trattamento delle superfici - perfetto e sicuro impiego con tutte le più conosciute pipette - aroject® 10 µl ha una maggiore lunghezza per utilizzo in contenitori a collo stretto e per ridurre rischi da contaminazione crociata - confezionati in racks di plastica con coperchi incernierati. Adatti per i seguenti pipettatori: ratiopetta®, Biohit® Proline, Biohit® m-line, Brand® Transferpette®, CappAero, Eppendorf® Research®, Eppendorf® Reference®, Finnpipette® Digital, Finnpipette® Focus, Gilson® Pipetman, Gilson® Ultra, Labmate® e Socorex® Calibra, Labpipetten



Code	Description	Packaging
LLG06262343	Puntali con filtro, HDPE, 0,1 - 10* µl, 10 racks da 96, Adatto A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q	960 pz
LLG06262867	Puntali con filtro, HDPE, 1 - 20 µl, 10 racks da 96, Adatto A, F, G, H, I, K, L, M	960 pz
LLG06262868	Puntali con filtro, HDPE, 1 -100 µl, 10 racks da 96, Adatto A, E, F, G, H, I, J, K, L, M	960 pz
LLG06262869	Puntali con filtro, HDPE, 1 - 200 µl, 10 racks da 96, Adatto A, B, C, D, F, H, I, K, L, M, N, P, Q	960 pz
LLG06266526	Puntali con filtro, HDPE, 100 - 1000 µl XL, con barriera aerosol, aroject ultra, sterilizzati, 10 rack da 96t®	960 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

