

**Tappi a vite, alte temperature, PBT****Duran**

Tappi a vite, alte temperature, PBT. Rosso. Filettatura DIN. Con guarnizione rivestita in PTFE. Resistenti a temperature fino a 180° C. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09209015	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 14, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209019	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 18, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209026	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 25, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209033	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 32, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209044	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209045	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

