

**Tappi a vite, alte temperature, PBT****Duran**

Tappi a vite, alte temperature, PBT. Rosso. Filettatura DIN. Con guarnizione rivestita in PTFE. Resistenti a temperature fino a 180° C. Autoclavabile.



| Code        | Description                                                                                                                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09209015 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 14, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 10 pz     |
| LLG09209019 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 18, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 10 pz     |
| LLG09209026 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 25, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 10 pz     |
| LLG09209033 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 32, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 10 pz     |
| LLG09209044 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 10 pz     |
| LLG09209045 | Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

