

**Tappi a vite, alte temperature, PBT****Duran**

Tappi a vite, alte temperature, PBT. Rosso. Filettatura DIN. Con guarnizione rivestita in PTFE. Resistenti a temperature fino a 180° C. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09209015	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 14, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209019	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 18, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209026	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 25, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209033	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 32, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209044	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	10 pz
LLG09209045	Tappi a vite, alte temperature, PBT, Filettatura GL 45, Guarnizione di tenuta Silicone, rivestiti in PTFE, Colore Rosso, Resistenza alla temperatura 180 °C, Autoclavabili	1 pz