



Tappo a vite, PP

Duran

Tappo a vite, PP. A vite. Filettatura DIN. Con anello di tenuta. Resistente a temperature fino a 140 °C. Adatti solo per bottiglie d a laboratorio in DURAN®.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| LLG09209062 | Tappo a vite, in PP, blu, GL 25 | 10 pz |
| LLG09209063 | Tappo a vite, in PP, blu, GL 32 | 10 pz |
| LLG09209064 | Tappo a vite, in PP, blu, GL 45 | 10 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

