

**Tappo a vite, PP****Duran**

Tappo a vite, PP. A vite. Filettatura DIN. Con anello di tenuta. Resistente a temperature fino a 140 °C. Adatti solo per bottiglie d a laboratorio in DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG09209062	Tappo a vite, in PP, blu, GL 25	10 pz
LLG09209063	Tappo a vite, in PP, blu, GL 32	10 pz
LLG09209064	Tappo a vite, in PP, blu, GL 45	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

