

**Guarnizioni e anelli salvagoccia PBT****Duran**

Guarnizioni ed anelli salvagoccia PBT. Anelli salvagoccia, ETFE. Per bottiglie ISO con tappo a vite. Autoclavabili. Resistenza termica: max. 180 °C. Guarnizione in silicone (VMQ), rivestita in PTFE. Per tappi a vite in PBT. Autoclavabile. Resistenza termica: max. 130°C (vapore), 200°C (calore).





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

