

**Polarimetro POL-1/2****IKA**

Polarimetro POL-1/2. Prestazioni forti e massima efficienza con ingombro ridotto. Il POL-1/2 richiede solo metà dello spazio rispetto ad un modello convenzionale. Il design salva-spazio favorisce flessibilità nell'installazione. Scale di misura: Angolo di rotazione, rotazione specifica, Scala zuccherina Internazionale, concentrazione, purezza.- Anche se le sue dimensioni sono solo la metà di un polarimetro tradizionale, POL-1/2 ha una risoluzione migliore rispetto a molti altri modelli- Il tempo di risposta è 60° al secondo- Il display touchscreen LCD a colori rende tutte le operazioni rapide e semplici- Il trasferimento dati è semplice con l'utilizzo di un flash drive USB- La temperatura del campione viene misurata direttamente ed accuratamente- Con una nuova tecnologia ottica, è stata raggiunta la maggiore classe di risoluzione al mondo di 1/10000°- Documentazione e supporto IQ/OQ (Installation Operational Performance Qualification) assicurano la conformità con tutte le regolamentazioni appropriate



Code	Description	Packaging
LLG07300144	Compresse di acido benzoico, Tipo C 723	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

