



Microsiringhe, serie 7000

Hamilton

Microsiringhe, serie 7000. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC. Per dispensare piccoli volumi di liquido e caratterizzate da design Microlitri Modificato. La parte terminale del pistone ha un'estensione in filo di tungsteno che si adatta all'intera lunghezza dell'ago, fino alla punta, risultando in una siringa a volume morto zero.



Code	Description	Packaging
LLG06050160	Microsiringa, tipo 7105 KH, cap. 5,0 µl, calibro 56s, punta 3	1 pz
LLG06204624	Microsiringa, tipo 7002 KH, cap. 2,0 µl, calibro 50s, punta 2	1 pz
LLG06700111	Microsiringa, tipo 7000.5 KH, cap. 0,5 µl, calibro 50s, punta 2	1 pz
LLG06801037	Microsiringa, tipo 7102 KH, cap. 2,0 µl, calibro 63s, punta 2	1 pz
LLG06802391	Microsiringa, tipo 7101 KH, cap. 1,0 µl, calibro 70s, punta 2	1 pz
LLG06802598	Microsiringa, tipo 7001 KH, cap. 1,0 µl, calibro 47s, punta 3	1 pz
LLG09221121	Microsiringa, tipo 7001 KH, capacità 1,0 µl, calibro 25, punta 2	1 pz
LLG09221122	Microsiringa, tipo 7002 KH, capacità 2,0 µl, calibro 25, punta 3	1 pz
LLG09221125	Microsiringa, tipo 7105 KH, capacità 5,0 µl, calibro 24, punta 2	1 pz
LLG09221126	Microsiringa, tipo 7000.5 KH, capacità 0,5 µl, calibro 25, punta 3	1 pz
LLG09221131	Microsiringa, tipo 7101 KH, capacità 1,0 µl, calibro 22, punta 3	1 pz
LLG09221132	Microsiringa, tipo 7102 KH, capacità 2,0 µl, calibro 23, punta 3	1 pz
LLG09221590	Microsiringa, tipo 7000.5OC KH, capacità 0,5 µl, calibro 32, punta 3	1 pz

