



AGHI per siringhe LT / TLL / TLLX

Hamilton

Aghi per siringhe LT / TLL / TLLX. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Removibili. Con estremità Luer in Kel-F. Tutti aghi ipodermici disponibili, secondo specifiche, in lunghezze da 10mm a max. 1000mm. Altri tipi di punta disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09221607	Ago KF 722s pst2, Øest. 0,72mm, Øint. 0,15mm, calibre 22s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221609	Ago KF 726s pst2, Øest. 0,47mm, Øint. 0,13mm, calibre 26s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221620	Ago KF 720 pst2, Øest. 0,91mm, Øint. 0,60mm, calibre 20s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221621	Ago KF 721 pst2, Øest. 0,82mm, Øint. 0,51mm, calibre 21s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221622	Ago KF 722 pst2, Øest. 0,72mm, Øint. 0,41mm, calibre 22s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221623	Ago KF 723 pst2, Øest. 0,64mm, Øint. 0,34mm, calibre 23s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221624	Ago KF 724 pst2, Øest. 0,57mm, Øint. 0,31mm, calibre 24s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221625	Ago KF 725 pst2, Øest. 0,51mm, Øint. 0,26mm, calibre 25s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221626	Ago KF 726 pst2, Øest. 0,46mm, Øint. 0,26mm, calibre 26s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221707	Ago KF 722s pst3, Øest. 0,72mm, Øint. 0,15mm, calibre 22s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221709	Ago KF 726s pst3, Øest. 0,47mm, Øint. 0,13mm, calibre 26s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221720	Ago KF 720 pst3, Øest. 0,91mm, Øint. 0,60mm, calibre 20s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221721	Ago KF 721 pst3, Øest. 0,82mm, Øint. 0,51mm, calibre 21s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221722	Ago KF 722 pst3, Øest. 0,72mm, Øint. 0,41mm, calibre 22s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221723	Ago KF 723 pst3, Øest. 0,64mm, Øint. 0,34mm, calibre 23s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221724	Ago KF 724 pst3, Øest. 0,57mm, Øint. 0,31mm, calibre 24s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221726	Ago KF 726 pst3, Øest. 0,46mm, Øint. 0,26mm, calibre 26s, punta 3 (HPLC)	6 pz
LLG09221735	Ago KF 725 pst3, Øest. 0,51mm, Øint. 0,26mm, calibre 25s, punta 3 (HPLC)	6 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

