

**Tubo in PTFE****Bohlender**

Tubo in PTFE. Elevata resistenza chimica, resistente a temperature da -200 °C a +260°C. Venduto al metro. Colore bianco.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06291372 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,5 mm, Ø est. 1 mm, spessore pareti 0,25 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291373 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,5 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,55 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291374 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,8 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291375 | Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291376 | Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 2 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291377 | Tubo in PTFE, Ø int. 1,6 mm, Ø est. 3,2 mm, spessore pareti 0,8 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291378 | Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 3 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291379 | Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291380 | Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291381 | Tubo in PTFE, Ø int. 6 mm, Ø est. 8 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG06291382 | Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 10 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 10 pz |
| LLG09205608 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,50 mm, Ø est. 1 mm, spessore pareti 0,25 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205609 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,50 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,55 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205616 | Tubo in PTFE, Ø int. 0,80 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205619 | Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205621 | Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 2 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205630 | Tubo in PTFE, Ø int. 1,50 mm, Ø est. 2,1 mm, spessore pareti 0,3 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205633 | Tubo in PTFE, Ø int. 1,50 mm, Ø est. 3,5 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 m O MULTIPLI DI 10 m | 1 pz |
| LLG09205634 | Tubo in PTFE, Ø int. 1,60 mm, Ø est. 3,2 mm, spessore pareti 0,8 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205644 | Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 3 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09205645 | Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205657 | Tubo in PTFE, Ø int. 3 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205658 | Tubo in PTFE, Ø int. 3 mm, Ø est. 5 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205663 | Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 5 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m | 1 pz |
| LLG09205665 | Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205668 | Tubo in PTFE, Ø int. 5 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205672 | Tubo in PTFE, Ø int. 6 mm, Ø est. 8 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205678 | Tubo in PTFE, Ø int. 7 mm, Ø est. 9 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m | 1 pz |
| LLG09205680 | Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 10 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |
| LLG09205681 | Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø esterno 9,5 mm, spessore pareti 0,75 mm (max. lunghezza fornibile 100 m), ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m | 1pz |
| LLG09205684 | Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 1,6 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 m |
| LLG09205691 | Tubo in PTFE, Ø int. 10 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.

VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001

www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*



