

**Tubo in PTFE****Bohlender**

Tubo in PTFE. Elevata resistenza chimica, resistente a temperature da -200 °C a +260°C. Venduto al metro. Colore bianco.



Code	Description	Packaging
LLG06291372	Tubo in PTFE, Ø int. 0,5 mm, Ø est. 1 mm, spessore pareti 0,25 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291373	Tubo in PTFE, Ø int. 0,5 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,55 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291374	Tubo in PTFE, Ø int. 0,8 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291375	Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291376	Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 2 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291377	Tubo in PTFE, Ø int. 1,6 mm, Ø est. 3,2 mm, spessore pareti 0,8 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291378	Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 3 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291379	Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291380	Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291381	Tubo in PTFE, Ø int. 6 mm, Ø est. 8 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG06291382	Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 10 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	10 pz
LLG09205608	Tubo in PTFE, Ø int. 0,50 mm, Ø est. 1 mm, spessore pareti 0,25 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205609	Tubo in PTFE, Ø int. 0,50 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,55 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205616	Tubo in PTFE, Ø int. 0,80 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205619	Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 1,6 mm, spessore pareti 0,4 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205621	Tubo in PTFE, Ø int. 1 mm, Ø est. 2 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205630	Tubo in PTFE, Ø int. 1,50 mm, Ø est. 2,1 mm, spessore pareti 0,3 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205633	Tubo in PTFE, Ø int. 1,50 mm, Ø est. 3,5 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 m O MULTIPLI DI 10 m	1 pz
LLG09205634	Tubo in PTFE, Ø int. 1,60 mm, Ø est. 3,2 mm, spessore pareti 0,8 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205644	Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 3 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09205645	Tubo in PTFE, Ø int. 2 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205657	Tubo in PTFE, Ø int. 3 mm, Ø est. 4 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205658	Tubo in PTFE, Ø int. 3 mm, Ø est. 5 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205663	Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 5 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m	1 pz
LLG09205665	Tubo in PTFE, Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205668	Tubo in PTFE, Ø int. 5 mm, Ø est. 6 mm, spessore pareti 0,5 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205672	Tubo in PTFE, Ø int. 6 mm, Ø est. 8 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205678	Tubo in PTFE, Ø int. 7 mm, Ø est. 9 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m) ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m	1 pz
LLG09205680	Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 10 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz
LLG09205681	Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø esterno 9,5 mm, spessore pareti 0,75 mm (max. lunghezza fornibile 100 m), ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 m O MULTIPLI DI 3 m	1pz
LLG09205684	Tubo in PTFE, Ø int. 8 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 1,6 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 m
LLG09205691	Tubo in PTFE, Ø int. 10 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 1 mm (max. lunghezza fornibile 100 m)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
 Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System



