

**Contenitore di sicurezza con Rubinetto****Düperthal**

Contenitore di sicurezza con rubinetto. Per il prelievo comodo di liquidi infiammabili. In lamiera di acciaio, interno rivestito di zinco, esterno verniciato a polvere, colore rosso. Guarnizione del foro di rabbocco in Accopac, guarnizione del rubinetto in PTFE. Tappo con chiusura automatica. Compensazione automatica della sovrappressione / vuoto. Parafiamma nel rubinetto e nel foro di rabbocco. Altissima stabilità. Buona resistenza. Contenitore costruito secondo normative GefStoffV e BGV A8 regolazioni. Prodotto testato.



Code	Description	Packaging
LLG09039811	Contentitore con rubinetto, cap. 10 L, altezza 310 mm, Ø 295 mm	1 pz
LLG09039812	Contentitore con rubinetto, cap. 19 L, altezza 410 mm, Ø 295 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

