

**Contenitore di sicurezza in PE-HD****Düperthal**

Contenitore di sicurezza in PE-HD. Per il trasporto ed il dosaggio di liquidi aggressivi non infiammabili. In polietilene ad alta densità con spessore 4 mm, colore bianco. Trasporto ed utilizzo sicuro di acidi e soluzioni alcaline. Compensazione automatica della sovrappressione. Semplice utilizzo grazie alla maniglia combinata. Costruzione robusta. Conforme GefStoffV e BGV regolazioni A8.



Code	Description	Packaging
LLG09039816	Contentitore capacità 10 L, altezza 370 mm, Ø bocca 35 mm	1 pz
LLG09039817	Contentitore capacità 7,5 L, altezza 350 mm, Ø bocca 90 mm	1 pz
LLG09039818	Contentitore capacità 20 L, altezza 450 mm, Ø bocca 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

