


**Setto a tre strati per GC****Hamilton**

Setto a tre strati per GC. Un tampone in silicone a bassa densità, racchiuso tra due strati di silicone ad alta densità. Temperatura massima di lavoro 200°C.



Code	Description	Packaging
LLG09221801	Setto a tre strati, in silicone, Ø 6,35 mm	12 pz
LLG09221802	Setto a tre strati, in silicone, Ø 8,00 mm	12 pz
LLG09221803	Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,00 mm	12 pz
LLG09221804	Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,50 mm	12 pz
LLG09221805	Setto a tre strati, in silicone, Ø 10,00 mm	12 pz
LLG09221806	Setto a tre strati, in silicone, Ø 12,70 mm	12 pz
LLG09221807	Setto a tre strati, in silicone, Ø 11,00 mm	12 pz
LLG09221808	Setto a tre strati, in silicone, Ø 16,00 mm	12 pz
LLG09221809	Setto a tre strati, in silicone, Ø 13,00 mm	12 pz