


**Setto a tre strati per GC****Hamilton**

Setto a tre strati per GC. Un tampone in silicone a bassa densità, racchiuso tra due strati di silicone ad alta densità. Temperatura massima di lavoro 200°C.



Code	Description	Packaging
LLG09221801	Setto a tre strati, in silicone, Ø 6,35 mm	12 pz
LLG09221802	Setto a tre strati, in silicone, Ø 8,00 mm	12 pz
LLG09221803	Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,00 mm	12 pz
LLG09221804	Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,50 mm	12 pz
LLG09221805	Setto a tre strati, in silicone, Ø 10,00 mm	12 pz
LLG09221806	Setto a tre strati, in silicone, Ø 12,70 mm	12 pz
LLG09221807	Setto a tre strati, in silicone, Ø 11,00 mm	12 pz
LLG09221808	Setto a tre strati, in silicone, Ø 16,00 mm	12 pz
LLG09221809	Setto a tre strati, in silicone, Ø 13,00 mm	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

