


**Setto a tre strati per GC****Hamilton**

Setto a tre strati per GC. Un tampone in silicone a bassa densità, racchiuso tra due strati di silicone ad alta densità. Temperatura massima di lavoro 200°C.



| Code        | Description                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| LLG09221801 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 6,35 mm  | 12 pz     |
| LLG09221802 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 8,00 mm  | 12 pz     |
| LLG09221803 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,00 mm  | 12 pz     |
| LLG09221804 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 9,50 mm  | 12 pz     |
| LLG09221805 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 10,00 mm | 12 pz     |
| LLG09221806 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 12,70 mm | 12 pz     |
| LLG09221807 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 11,00 mm | 12 pz     |
| LLG09221808 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 16,00 mm | 12 pz     |
| LLG09221809 | Setto a tre strati, in silicone, Ø 13,00 mm | 12 pz     |