

**Crogioli, ALSINT, forma alta****Haldenwanger**

Crogioli, ALSINT, forma alta. Forma alta. Conici. Per temperatura max. 1700 °C.
Al₂O₃-lega al 99,7 %.



Code	Description	Packaging
LLG09250399	Crogiolo forma alta, 10 ml, Ø superiore 25 mm, Ø base 15 mm, altezza 30 mm	1 pz
LLG09250400	Crogiolo forma alta, 15 ml, Ø superiore 30 mm, Ø base 18 mm, altezza 38 mm	1 pz
LLG09250401	Crogiolo forma alta, 20 ml, Ø superiore 33 mm, Ø base 18 mm, altezza 40 mm	1 pz
LLG09250402	Crogiolo forma alta, 30 ml, Ø superiore 38 mm, Ø base 21 mm, altezza 47 mm	1 pz
LLG09250403	Crogiolo forma alta, 45 ml, Ø superiore 42 mm, Ø base 25 mm, altezza 54 mm	1 pz
LLG09250404	Crogiolo forma alta, 80 ml, Ø superiore 50 mm, Ø base 27 mm, altezza 65 mm	1 pz
LLG09250405	Crogiolo forma alta, 150 ml, Ø superiore 62 mm, Ø base 32 mm, altezza 75 mm	1 pz
LLG09250406	Crogiolo forma alta, 250 ml, Ø superiore 73 mm, Ø base 35 mm, altezza 90 mm	1 pz
LLG09250407	Crogiolo forma alta, 350 ml, Ø superiore 85 mm, Ø base 35 mm, altezza 100mm	1 pz

