




Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3

Lenz

Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3  
Conformi DIN 12252, form C.



| Code        | Description                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04678575 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23 | 10 pz     |
| LLG04678577 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32 | 10 pz     |
| LLG09230002 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 7/16  | 1 pz      |
| LLG09230003 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 10/19 | 1 pz      |
| LLG09230004 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 12/21 | 1 pz      |
| LLG09230006 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23 | 1 pz      |
| LLG09230007 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 19/26 | 1 pz      |
| LLG09230009 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32 | 1 pz      |
| LLG09230012 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 45/40 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

