




Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3

Lenz

Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3
Conformi DIN 12252, form C.



Code	Description	Packaging
LLG04678575	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23	10 pz
LLG04678577	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32	10 pz
LLG09230002	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 7/16	1 pz
LLG09230003	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 10/19	1 pz
LLG09230004	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 12/21	1 pz
LLG09230006	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23	1 pz
LLG09230007	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 19/26	1 pz
LLG09230009	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32	1 pz
LLG09230012	Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 45/40	1 pz