




**Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3**

**Lenz**

Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3  
Conformi DIN 12252, form C.



| Code        | Description                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04678575 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23 | 10 pz     |
| LLG04678577 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32 | 10 pz     |
| LLG09230002 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 7/16  | 1 pz      |
| LLG09230003 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 10/19 | 1 pz      |
| LLG09230004 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 12/21 | 1 pz      |
| LLG09230006 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23 | 1 pz      |
| LLG09230007 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 19/26 | 1 pz      |
| LLG09230009 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32 | 1 pz      |
| LLG09230012 | Tappi cavi, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 45/40 | 1 pz      |