




Tappo in gomma

Deutsch & Neumann

Tappo in gomma. Con un foro. Conforme ai requisiti DIN 12871.



Code	Description	Packaging
LLG06242677	TAPPO in GOMMA, un foro, Ø inf. 41 mm, Ø sup. 49 mm, H 40 mm, Foro Ø 23 mm	1 pz
LLG09230310	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø base 10.5 mm, Diam. superiore 14,5 mm, Altezza 20 mm, Foro diam. 3 mm	1 pz
LLG09230312	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø base 12.5 mm, Diam. superiore 16,5 mm, Altezza 20 mm, Foro diam. 3 mm	1 pz
LLG09230314	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø base 14.0 mm, Diam. superiore 18 mm, Altezza 20 mm, Foro diam. 3 mm	1 pz
LLG09230317	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø base 17.0 mm, Diam. superiore 22 mm, Altezza 25 mm, Foro diam. 4 mm	1 pz
LLG09230318	TAPPO in GOMMA, 1 foro, Ø inferiore 18 mm, Ø superiore 24 mm, H 30 mm, Foro Ø 4 mm	1 pz
LLG09230321	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø inf.21mm, Ø sup.27mm, Foro Ø 5 mm, H 30 mm	1 pz
LLG09230323	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø inf. 23mm, Ø sup. 29mm, Foro Ø 5mm, H 30mm	1 pz
LLG09230326	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø base 26.0 mm, Diam. superiore 32 mm, Altezza 30 mm, Foro diam. 6 mm	1 pz
LLG09230329	TAPPO in GOMMA, 1 foro, Ø inferiore 29 mm, Ø superiore 35 mm, H 30 mm, Foro Ø 6 mm	1 pz
LLG09230331	TAPPO in GOMMA, 1 foro, Ø inferiore 31 mm, Ø superiore 38 mm, H 35 mm, Foro Ø 7 mm	1 pz
LLG09230351	TAPPO in GOMMA, con un foro, Ø inf. 41mm, Ø sup. 49mm, Foro Ø 2mm, H 40mm	1 pz

