

**Portavetrini postale****Heathrow Scientific**

Portavetrini postale. Ideale per il trasporto, l'archiviazione o la colorazione di vetrini. Questi contenitori in polipropilene possono contenere cinque vetrini standard (75 x 25 mm e 3 x 1). Un muro scanalato interno tiene separati i vetrini e permette di rimuoverli facilmente. Chiudere saldamente per mantenere sicuri i vetrini. Dimensioni: 43 x 24 x 88 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06242062	Portavetrini postale, colore naturale	25 pz
LLG09409662	Portavetrini postale, colore rosso, giallo, blu, viola, arancio,	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

