

**Portavetrini postale****Heathrow Scientific**

Portavetrini postale. Ideale per il trasporto, l'archiviazione o la colorazione di vetrini. Questi contenitori in polipropilene possono contenere cinque vetrini standard (75 x 25 mm e 3 x 1 ). Un muro scanalato interno tiene separati i vetrini e permette di rimuoverli facilmente. Chiudere saldamente per mantenere sicuri i vetrini. Dimensioni: 43 x 24 x 88 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06242062	Portavetrini postale, colore naturale	25 pz
LLG09409662	Portavetrini postale, colore rosso, giallo, blu, viola, arancio,	25 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

