



CSB Stazione di misura, AL200 COD Vario

Tintometer

CSB Stazione di misura, AL200 COD Vario. ISO 15705. Con questa stazione di misura AQUALYTIC® è possibile determinare in modo rapido e preciso il livello di COD nelle acque di scarico. Grazie alla facile manualità, anche per utilizzatori inesperti. Nel kit sono inclusi il fotometro per COD, 25 provette che coprono i bassi range di misura, un blocco di reazione per la mineralizzazione dei campioni ed un supporto per le cuvette. Impermeabile secondo IP 68, per 1 ora a 0,1 metri.



Code	Description	Packaging
LLG09920204	CSB reattore AL125, con 24 aperture	1 pz
LLG09950531	Fotometro AL 200 VARIO	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

