

**Tappi di chiusura per provette, silicone versilico****Saint Gobain**

Tappi di chiusura per provette, silicone versilico. Trasparente. Prodotto in silicone versilico. Il Tipo corrisponde al diametro esterno del contenitore da sigillare (vetro, plastica, metallo). I tappi hanno una leggera conicità ed offrono una tenuta sicura ed un utilizzo confortevole.



Code	Description	Packaging
LLG09231510	Tappo per provette, Ø est. 10 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 pz O MULTIPLI DI 50 pz	1 pz
LLG09231512	Tappo per provette, Ø est. 12 mm	1 pz
LLG09231514	Tappo per provette, Ø est. 14 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 100 pz O MULTIPLI DI 100	1 pz
LLG09231516	Tappo per provette, Ø est. 16 mm	1 pz
LLG09231518	Tappo per provette, Ø est. 18 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 1000 pz O MULTIPLI DI 1000 pz	1 pz
LLG09231520	Tappo per provette, Ø est. 20 mm	1 pz
LLG09231522	Tappo per provette, Ø est. 22 mm	1 pz
LLG09231530	Tappo per provette, Ø est. 30 mm	1 pz
LLG09231532	Tappo per provette, Ø est. 35 mm	1 pz
LLG09231536	Tappo per provette, Ø est. 50 mm	1 pz
LLG09231541	Tappo per provette, Ø est. 25 mm	1 pz

