


**Applicatore di cotone****Paul Boettger**

Applicatore di cotone. Ideale per campionamento in laboratorio. 9.413 160: non-sterile, conforme EN ISO 13485. 9.413 161: sterile, conforme EN ISO 13485 e conforme 93/42/EEC, chiusura a V prodotti medici, sterilizzato con gas ETO.



Code	Description	Packaging
LLG09413160	Tampone in cotone, asta in legno, lungh.150mm, testa Ø 4/5,5mm, non sterile	100 pz
LLG09413161	Tampone in cotone, asta in legno, lungh.150mm, testa Ø 4/5,5mm, sterile	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

