

**Provette in vetro, per colture, Tappo a vite, vetro Soda-lime****schuett-biotec**

Provette in vetro, per colture, tappo a vite, vetro soda-lime. Autoclavabili. Per crescita, trasporto e conservazione di colture. Complete di tappo a vite in plastica o alluminio e guarnizione in gomma. Il volume da 5 ml ha un'area di scrittura smerigliata. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06264629	Bottiglie per coltura tappo a vite alluminio, 20 mL, Ø27x50 h mm	100 pz
LLG06266815	Bottiglie per coltura tappo a vite alluminio, 15 mL, Ø27x45 h mm	100 pz
LLG06266816	Bottiglie per coltura tappo a vite alluminio, 30 mL, Ø27x75 h mm;	100 pz
LLG09010601	Flaconi di colture 30 ml, Ø 27 mm, h 75 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz
LLG09010602	Flaconi di colture 5 ml, Ø 14 mm, h 50 mm, Tappo a vite Alluminio	100 pz
LLG09010603	Flaconi di colture 5 ml, Ø 14 mm, h 50 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz
LLG09010608	Flaconi di colture 3 ml, Ø 12 mm, h 35 mm, Tappo a vite Alluminio	100 pz
LLG09010610	Flaconi di colture 15 ml, Ø 27 mm, h 45 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz
LLG09010611	Flaconi di colture 20 ml, Ø 27 mm, h 50 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

