

**Supporto per capsule Petri**

Württ. Drahtwarenfabrik

Supporto per capsule Petri. Costruito in filo di acciaio, come indicato sotto.
Adatto per capsule di diametro 100 mm. Diametro interno del supporto ca. 102 mm, altezza interna di ca. 230 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09908127	Supporto capsule di Petri, in acciaio inox 1.4301 elettrolucidato	1 pz
LLG09908128	Supporto capsule di Petri, in filo plastificato bianco, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 CONF. O MULTIPLI DI 5 CONF.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

